

Sondes Pt100 à 4 fils

- [Sondes série HI 768](#)

Spécifications communes aux sondes HI 768	
Gamme	-30 à 350°C
Précision	±0.25°C ; ±3% de la lecture
Capteur	Pt100
Temps de réponse	30 secondes
Manche	Carilon
Sonde	Acier inoxydable AISI 316 / 100 mm x 3 mm

Sonde de pénétration (usage général)	
Code	Câble
HI 768P	1 m
Sonde air/gaz	
HI 768A	1 m
Sonde liquides (usage général)	
HI 768L	1 m
HI 768L/3	3 m
HI 768L/5	5 m

