

## HI 96735 Unique ! Photomètre « Dureté totale »

### Caractéristiques

- ◆ Peu de maintenance
- ◆ Très simple d'utilisation
- ◆ Léger et peu encombrant
- ◆ Chambre de mesure étanche
- ◆ Idéal pour les mesures de terrain
- ◆ Mesures précises et économiques
- ◆ Solution standard avec certificat (**en option !**)
- ◆ Cuvette à col large pour un confort d'utilisation
- ◆ Auto extinction après 10 minutes de non utilisation
- ◆ Conversion automatique de mg/l CaCO<sub>3</sub> en °f, °d et °e
- ◆ Fonction BPL (date et heure de l'étalonnage mémorisées)
- ◆ Fonction Cal-Check (système de validation et d'étalonnage)



### Spécifications

Gamme	0 à 250, 200 à 500 et 400 à 750 mg/l CaCO <sub>3</sub>
	0 à 25 °f, 20 à 50 °f, 40 à 75°f
Précision	± 5 % de la lecture
Longueur d'onde	LED à 466 nm
Méthode	EPA 130.1 (Coloration rouge violette)
Alimentation	1 pile 9V
Dimensions/poids	192 x 102 x 67 mm / 290 g

HI 96735 est livré avec une pile 9V, 2 cuvettes, les capuchons de protection et un mode d'emploi.

Les réactifs, la mallette de transport et le kit calibration sont à commander séparément !

### Accessoires complémentaires (en option !)

- HI 96735-11 Kit CAL CHECK (solutions étalons)
- HI 93735-00 Réactifs pour 100 tests (0 à 250 mg/l)
- HI 93735-01 Réactifs pour 100 tests (200 à 500 mg/l)
- HI 93735-02 Réactifs pour 100 tests (400 à 750 mg/l)
- HI 93735-0 Réactifs pour 100 tests (0 à 750 mg/l)
  
- HI 731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)
- HI 93703-50 Solution de nettoyage cuvettes (flacon de 230 ml)
- HI 731331 Cuvettes en verre sans capuchon (4 pcs)
- HI 731335 Capuchons en plastique pour cuvettes (4 pcs)