

## HI 955502 Thermomètre Pt 100 à 4 fils avec sonde fixe



### Caractéristiques

Ce thermomètre offre une bonne prise en main (design ergonomique) et une grande précision des mesures. Il vous garantit un excellent rapport qualité/prix.

- ◆ Large gamme de mesure
- ◆ Thermomètre compact, robuste et précis
- ◆ Livré avec une sonde fixe à usage général
- ◆ Large afficheur LCD pour une lecture aisée
- ◆ Bonne précision, stabilité et reproductibilité des mesures
- ◆ Equipé d'une dragonne pour éviter une chute involontaire

### Spécifications

Gamme	- 199,9 à 199,9°C ; 200 à 850°C
Précision	± 0.2 °C (-120,0 à 199.9 °C) ± 1 °C (200 à 450 °C)
	± 1% pleine échelle (en dehors)
Résolution	0.1 °C (-199.9 à 199.9 °C) 1°C (200 à 850 °C)
Sonde	Sonde Pt100 fixe avec 1 m de câble
Alimentation	1 x 9V / ± 150 heures en continu
Dimensions/poids	143 x 80 x 38 mm / 320 g

HI 955502 est livré avec dragonne, une sonde Pt 100 fixe à usage général, une pile de 9V et un mode d'emploi.