

HI 768 Pt100 vierdraad sondes

Bestelcode	Kabel
HI 768P Algemeen gebruik penetratie sonde	
HI 768P	1 m
HI 768A Lucht/gas sonde	
HI 768A	1 m
HI 768L Algemeen gebruik/vloeistof sonde	
HI 768L	1 m
HI 768L/3	3 m
HI 768L/5	5 m

De vierdraad Pt100 sondes hebben alle de volgende specificaties:

Meetbereik:	-30°C tot 350°C
Sensor:	Pt100
Sonde:	Roestvrij Staal AISI 316
Nauwkeurigheid:	+/-3% van de afleeswaarde
Handvat:	Carilon
Responstijd	30 seconden