

HI 839800-02: COD-Reactor



Algemeen:

De cod-reactor is een handige digestieblok dat tot 25 monsters simultaan kan ontsluiten. Niet alleen voor de bepaling van COD maar ook voor de ontsluiting van totaal fosfaat en totaal stikstof of andere toepassingen kan de reactor gebruikt worden.

- ◆ Capaciteit: 25 kuvetten van 16 mm diameter
- ◆ Digitale aanduiding temperatuur en verwarmtijden
- ◆ Twee instelbare temperaturen (105°C voor totaal stikstof en 150°C voor COD en totaal fosfaat).
- ◆ Instelbare timer tussen 0 en 180 minuten of continu.
- ◆ Auditief alarm na automatische uitschakeling bij afloop verwarmtijd.

Specificaties:

Capaciteit	25 vials van 16 mm diameter
Nauwkeurigheid:	±2°C @ 25°C
Eenheden:	°C
Opwarmtijd	10 à 15 minuten afhankelijk van gekozen temperatuur
Modus timer:	instelbaar tussen 0 en 180 minuten of continu
Netspanning	230 Vac: 50Hz, 250 W
Omgeving:	5° tot 50°C.
Blok:	aluminium
Afmetingen:	190 x 300 95 mm
Gewicht:	±4800 g

HI 839800-02 wordt geleverd met netspanningkabel en handleiding