

## HI 96735 Pocket fotometer voor totale hardheid



### Algemeen:

- Economische en precieze metingen
- Zeer duidelijk leesbaar display
- Automatische omrekening naar andere eenheden (°fH, °dH, °eH of mg/l CaCO<sub>3</sub>)
- Zeer eenvoudig in gebruik
- Weinig onderhoud
- Auto extinctie na 10 minuten
- Uitgerust met calibratie modus alsook calibratie check (standaarden zijn optioneel)

### Specificaties:

Meetbereik	0,0 tot 750 mg/l CaCO <sub>3</sub>
Precisie	± 5% van de afleeswaarde
Golflengte	diode 466nm
Methode	EPA 130,1 (rode-violette kleurreactie)
Voeding	1 batterij van 9V
Afmetingen/gewicht	192 x 102 x 67mm/ 290 g

HI 96735 is geleverd met 2 meetkvetten met dop, een batterij en handleiding.