

HI 98140 Draagbare pH/°C Meter met Geheugen



Algemeen:

Dit nieuw en verbazingwekkend toestel onderscheidt zich van andere klassieke pH-meters door enkele innoverende functies:

- Hij kan tot 500 meetwaarden opslaan (met datum en tijd) in z'n geheugen. Een transfer van gegevens naar PC is snel en eenvoudig.
- De automatische herkenning van verschillende elektrodes (**SMART Elektrode**) laat toe om verschillende elektrodes te gebruiken zonder dat u telkens opnieuw moet kalibreren.
- De kalibratiegegevens van de elektrodes zijn per elektrode opgeslagen in z'n geheugen. U kunt ze eenvoudig aflezen op het scherm.
- Het toestel waarschuwt u automatisch wanneer een nieuwe kalibratie noodzakelijk is.
- IP67, 100% waterdicht en stofdicht
- Aanduiding stabiele meetwaarde
- Innoverende pH elektrode met ingebouwde temperatuursensor
- Automatische aanduiding wanneer nieuwe kalibratie noodzakelijk is
- USB voor datatransfer naar PC

Specificaties

Meetbereik	-4,00 tot 20,0 pH/ 20,0 tot 120,0°C
Precisie	± 0,01 pH / ± 0,2 °C
Kalibratie	tot 3 punten met automatische herkenning van 7 bufferwaardes opgeslagen in geheugen en 2 eigen buffers.
Temperatuurcompensatie	automatisch van -20,0° tot 120°C
Voeding	met 3 batterijen 1,5V AAA met levensduur van 200 uren
Auto extinctie	na 5, 10, 20, 60 minuten (kan uitgeschakeld worden)
Afmetingen/gewicht	185 x 72 x 36 mm / 300 g

De HI 98140 is geleverd met draagkoffer, gecombineerde pH elektrode met temperatuur, 3 x 1,5V AAA batterijen en handleiding