

HI 98160 Draagbare pH/mV/ORP/°C meter met geheugen



Algemeen:

Dit nieuw en verbazingwekkend toestel onderscheidt zich van andere klassieke pH-meters door enkele innoverende functies:

-Hij kan tot 500 meetwaarden opslaan (met datum en tijd) in z'n geheugen. Een transfer van gegevens naar PC is snel en eenvoudig.

-Het toestel waarschuwt u wanneer een nieuwe calibratie noodzakelijk is.

- ◆ IP67, waterdicht en stofdicht
- ◆ Aanduiding stabiele meetwaarde
- ◆ Voldoet aan de GLP normen
- ◆ Verlichtbaar display
- ◆ Automatisch aanduiding wanneer nieuwe calibratie noodzakelijk is
- ◆ RS 232 voor datatransfer naar PC

Specificaties

Meetbereik	-4,00 tot 19,99 pH / $\pm 600,0$ mV(ISE) ± 2000 mV(REDOX) / -20,0 tot 120,0°C
Precisie	$\pm 0,01$ pH / $\pm 0,2$ mV(ISE)- $\pm 0,2$ mV(REDOX)/ $\pm 0,2$ °C
Calibratie pH	automatische 1 of 2 punten met herkenning van 8 bufferwaardes opgeslagen in geheugen
Calibratie mV	automatische tweepuntscalibratie(0 en 350mV) of 3 punten (0, 350 en 1900mV)
Temperatuurcompensatie	automatisch van -20,0° tot 120°C
Voeding	met 4 batterijen 1,5 V AA met levensduur van 400 uren
Afmetingen/gewicht	196 x 80 x 60/ 500 g

De HI 98160 is geleverd met draagkoffer, pH elektrode HI 1230B/C, temperatuursonde HI 7662, batterijen, buffers 4&7 en handleiding