

HI 98240 Draagbare pH/mV/°C meter met geheugen & printer



Algemeen:

Dit toestel heeft de mogelijkheid om al uw meetwaarden met datum en tijd af te printen. Dankzij het individueel geheugen kan het 1500 meetwaarden met programmeerbare intervallen opslaan. De meetwaarden worden op niet thermisch papier gedrukt zodat de resultaten beter bewaren.

- ◆ Programmeerbaar interval voor afprinten (0 tot 180 minuten)
- ◆ Aanduiding stabiele meetwaarde
- ◆ Innoverende pH elektrode met ingebouwde temperatuursensor
- ◆ Automatisch aanduiding wanneer nieuwe calibratie noodzakelijk is
- ◆ RS 232 voor datatransfer naar PC
- ◆ Continu afprinten of op aanvraag.

Specificaties

Meetbereik	-4,00 tot 19,99 pH / $\pm 400,0$ mV(ISE) ± 2000 mV(REDOX) / -20,0 tot 120,0°C
Precisie	$\pm 0,01$ pH / $\pm 0,2$ mV(ISE) / $\pm 0,4$ mV(REDOX) / $\pm 0,4$ °C
Calibratie	automatische herkenning van 5 bufferwaardes opgeslagen in geheugen mV: automatische tweekpuntscalibratie
Temperatuurcompensatie	automatisch van -20,0° tot 120°C
Voeding	met 4 batterijen 1,5 V AA met levensduur van 300 uren of 12V adapter
Afmetingen/gewicht	196 x 80 x 60/ 425 g

De HI 98240 is geleverd met draagkoffer, gecombineerde pH elektrode met temperatuur, batterijen, 12V adapter ,5 rollen papier en handleiding.