

HI 98710 Thermistor temperatuurmeter met printer



Algemeen:

- Éénkanaals thermistor NTC thermometer
- Ingebouwde printer met thermisch papier
- Printerintervallen: 1,2,5,10,15,30,60,120 of 180 minuten
- Auto extinctie na 5,10,15,30,45 of 60 minuten.
- Voldoet aan GLP normen

Specificaties

Meetbereik	-50,0 tot 150,0°C voor HI 762 probe
Precisie	+/-0,4°C
Probe	Type HI 762 probe
Voeding	4 batterijen 1,5 V AA of 12V adaptor(HI 710006)
Afmetingen/gewicht	220 X 82 X 66 mm/ 500 g

HI 98710 is geleverd met HI 762BL probe met 5 printerrollen, 4 x 1,5V batterijen met handleiding in een draagkoffer.