

## HI 991001 Compacte waterdichte pH/°C Meter



### Algemeen:

Dit vederlicht toestel kun je met één hand manipuleren. Waterdicht, waardoor hij zich aan alle terreinen aanpast. Ondanks z'n kleine afmetingen is hij toch groots in precisie, geeft betrouwbare meetwaarden, dubbele afbeelding pH en °C, bufferwaardes opgeslagen in geheugen.

- Compacte en waterdichte behuizing (IP67)
- Automatische temperatuurcompensatie
- Automatische kalibratie
- Elektrode uitgerust met amplifier zodat ruis en elektronische interferenties voorkomen worden.
- Auto-extinctie (na 8 minuten) en aanduiding van batterijstatus
- Aanduiding stabiele meetwaarde en "hold" om meetwaarden vast te houden

### Specificaties:

Meetbereik	-2,00 tot 16,00 pH/ -5,0 tot 105,0°C
Precisie	± 0,02 pH / ± 0,5 °C
Kalibratie	automatische tweepuntskalibratie met 2 bufferwaardes opgeslagen in geheugen
Temperatuurcompensatie	automatisch
Voeding	3 x 1,5 V AAA met levensduur van ± 1200 uren
Afmetingen / Gewicht	152 x 58 x 30 mm / 205 g

De HI 991001 wordt geleverd met draagkoffer, pH-elektrode (HI 1296D), 3 x 1,5V AAA batterijen en handleiding.